


Cirurgia Guiada



**Inovação
para uma
vida plena**





CONECTAR DOIS MUNDOS APARENTEMENTE DISTANTES E PERMITIR QUE A TECNOLOGIA DEVOLVA A ESPONTANEIDADE DA VIDA.

Com esse propósito, nasceu a Plenum®. E com ela, a implantodontia ganha uma nova dimensão. Por trás de cada inovação, profissionais com uma absoluta paixão pelo conhecimento e um profundo encantamento pelo potencial humano. Uma mistura motivadora de gente que está revolucionando processos, produtos e serviços por meio da cocriação.

Inovando em implantes e biomateriais, a Plenum® busca a expressão do corpo em sua totalidade, da regeneração física ao bem-estar mental e social. Ao trazer soluções de excelência e torná-las acessíveis e sustentáveis, a Plenum® revoluciona o mercado e constrói vínculos fortes, inspirando a comunidade científica e tantas vidas que estão sendo renovadas.

De um leve sorriso ao riso solto, largo. Dos movimentos mais sutis aos mais surpreendentes.

Reabilitar é tornar a vida ainda maior e melhor.

PLENUM®
INOVAÇÃO PARA UMA VIDA PLENA.

Incorporar a cultura de inovação no DNA da Plenum® só foi possível com investimentos em pesquisas científicas, testes de eficácia da tecnologia e criação de novos modelos de atuação para atender ao mercado. Atrেলadas a isso, pessoas engajadas e capacitadas cuidam de cada detalhe do projeto e levam a busca do conhecimento sólido como guia para uma vida plena.

Um propósito, muitas entregas

- **SOLUÇÕES COMPLETAS E CUSTOMIZÁVEIS PARA IMPLANTODONTIA;**
- **SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS CUSTOMIZADAS PARA AUXÍLIO NAS CIRURGIAS;**
- **PESQUISAS, CURSOS E PALESTRAS.**

TECNOLOGIA

Impressão 3D para Guias Cirúrgicas



A TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 3D revolucionou o mercado de cirurgia guiada. A evolução dos equipamentos disponíveis no mercado e a gama cada vez maior de materiais contribuíram para que mais profissionais aderissem a solução para a produção de dispositivos, dentre eles as guias cirúrgicas.

As guias cirúrgicas têm se tornado uma ferramenta frequentemente usada pelos profissionais, pois tornam os procedimentos mais previsíveis e quando utilizadas corretamente reduzem o trauma cirúrgico e os riscos de complicações.

Cirurgia Guiada

A cirurgia guiada possibilita com segurança o eficiente posicionamento do implante previamente planejado com auxílio de exames de imagens em softwares que permitem a visualização tridimensional das estruturas anatômicas do paciente.

As técnicas de confecção das guias cirúrgicas evoluíram ao longo dos anos e em comparação com o método convencional, com a impressão 3D é possível obter guias com excelente custo benefício, alta precisão e em materiais biocompatíveis e esterilizáveis.

BENEFÍCIOS

Planejamento Digital

EFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO

O fluxo de trabalho controlado por softwares proporciona produções eficientes, garantindo otimização do tempo, evita desperdício de material e beneficia a comunicação entre clínicas e laboratórios;

ALTA PRECISÃO

O controle dos parâmetros de desenho do dispositivo confere conforto e ausência de ajustes necessários para adaptação das guias cirúrgicas nos pacientes;

DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO

Com o emprego das impressoras 3D no processo fabril das guias, estão integradas as soluções de odontologia digital oferecendo uma experiência diferenciada aos pacientes. As tecnologias integradas ao dia a dia reduzem custos, tempo de manufatura e melhoram os resultados clínicos.

Planejamento Cirurgia Guiada



ESCANEAMENTO(.stl)



TOMOGRAFIA(.dicom)

PLANEJAMENTO VIRTUAL



BIBLIOTECA DIGITAL

- Implantes
- Anilhas

IMPRESSÃO DA GUIA



GUIAS

CIRURGIA



KIT CIRÚRGICO
GUIADA

Caixa Organizadora Cirúrgica Guiada

[MAPA DE MONTAGEM](#)

[COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS](#)





CAIXA ORGANIZADORA CIRURGIA GUIADA

FRESAS

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 FRESA GUIADA Ø2,0X5-AN 3,0
018-15-F50-00-82 | 8 FRESA PINO FIX GUIA - MEDIA
018-15-F50-00-69 | 20 FRESA PUNCH GUIADA Ø4,0MM
018-15-F50-00-23 | 25 FRESA GUIADA Ø3,5X10-AN 5,0
018-15-F50-01-26 |
| 2 FRESA GUIADA Ø3,0X10-AN 3,0
018-15-F50-00-94 | 9 FRESA PUNCH GUIADA Ø5,0MM
018-15-F50-00-24 | 21 FRESA GUIADA Ø2,0X5-AN 5,0
018-15-F50-01-06 | 26 FRESA GUIADA Ø4,0X10-AN 5,0
018-15-F50-01-34 |
| 3 FRESA GUIADA Ø3,0X13-AN 3,0
018-15-F50-00-96 | 10 FRESA GUIADA Ø2,0X5-AN 6,0
018-15-F50-02-66 | 22 FRESA GUIADA Ø3,5X8-AN 5,0
018-15-F50-01-25 | 27 FRESA GUIADA Ø5,0X10-AN 5,0
018-15-F50-01-50 |
| | 11 FRESA GUIADA Ø3,5X5-AN 6,0
018-15-F50-02-82 | 23 FRESA GUIADA Ø4,0X8-AN 5,0
018-15-F50-01-33 | 28 FRESA GUIADA Ø3,5X13-AN 5,0
018-15-F50-01-28 |
| | 12 FRESA GUIADA Ø5,0X5-AN 6,0
018-15-F50-03-06 | 24 FRESA GUIADA Ø5,0X8-AN 5,0
018-15-F50-01-49 | 29 FRESA GUIADA Ø4,0X13-AN 5,0
018-15-F50-01-36 |
| | 13 FRESA GUIADA Ø6,0X5-AN 6,0
018-15-F50-01-62 | | 30 FRESA GUIADA Ø5,0X13-AN 5,0
018-15-F50-01-52 |

MACHOS DE ROSCA

- | | | |
|--|--|---|
| 4 MACHO DE ROSCA Ø3,0 GUIADA
018-15-F50-00-12 | 14 MACHO DE ROSCA Ø5,0 SHORT
018-15-F50-03-18 | 31 MACHO DE ROSCA Ø3,5 GUIADA
018-15-F50-00-13 |
| | 15 MACHO DE ROSCA Ø6,0 SHORT
018-15-F50-03-20 | 32 MACHO DE ROSCA Ø4,0 GUIADA
018-15-F50-00-14 |
| | | 33 MACHO DE ROSCA Ø5,0 GUIADA
018-15-F50-00-16 |

CHAVES

- | | | |
|---|--|--|
| 5 INSERÇÃO GUIADA SL CA-LIVRE
018-15-F50-01-96 | 16 INSERÇÃO GUIADA SH CA-LIVRE
018-15-F50-02-06 | 34 INSERÇÃO GUIADA RE CA-LIVRE
018-15-F50-02-01 |
| 6 CHAVE DIGITAL HEX 1,2MM MEDIA
018-15-F10-00-87 | | |

ACESSÓRIOS

- | | | |
|---|---|---|
| 7 PINO FIXACAO GUIA-MEDIO
018-15-F50-02-25 | 17 TAMBOR HEXAGONAL CATRACA LONGO
018-15-F10-00-97 | 35 FIXADOR DE GUIA RE-H10
018-15-F50-02-38 |
| | 18 TAMBOR HEXAGONAL CATRACA CURTO
018-15-F10-00-96 | 36 FIXADOR DE GUIA SH-H10
018-15-F50-02-43 |
| | 19 CATRACA CIRÚRGICA RE TORQUE 0-60
018-15-F10-01-02 | 37 FIXADOR DE GUIA SL-H10
018-15-F50-02-33 |

Caixa Organizadora Cirúrgica Guiada

A Caixa Organizadora dispõe de estrutura que garante resistência ao desgaste e durabilidade no processo de reutilização e esterilização. Isso se dá ao fato de sua superfície total ser protegida por uma camada de anodização. A Caixa ainda auxilia o cirurgião-dentista no entendimento do protocolo cirúrgico. A disposição das fresas possuem uma ordem sequencial que facilita a seleção.


NOTA: Instrumentais, Chaves e Acessórios Guiados são vendidos separadamente.

Características

Estrutura em alumínio;

Suporte para fixação dos instrumentais em silicone atóxico e com identificação por cores conforme adaptações do implante;


Tampa removível e serve como apoio inclinável para plataforma.



MODELO

Cirúrgica Guiada

DIMENSÃO
225 X 141 X 55mm



CIRÚRGICA GUIADA AZUL

018-15-F00-00-55



CIRÚRGICA GUIADA LARANJA

018-15-F00-00-52



CIRÚRGICA GUIADA PRETA

018-15-F00-00-59



CIRÚRGICA GUIADA FUMÊ

018-15-F00-00-10



CIRÚRGICA GUIADA ROSA

018-15-F00-00-58



CIRÚRGICA GUIADA DOURADA

018-15-F00-00-53



CIRÚRGICA GUIADA BRANCA

018-15-F00-00-57



CIRÚRGICA GUIADA VERDE

018-15-F00-00-56

Instrumentos Guiada

Os instrumentais para cirurgia guiada da Plenum®, foram desenvolvidos e idealizados pensando em minimizar as etapas, simplificar a utilização e trazer praticidade às cirurgias.

A AUSÊNCIA DE REDUTORES

A minimização de ferramentas garante maior precisão;

IDENTIFICAÇÃO

Além da gravação a laser, a identificação por color code garante facilidade no uso e diferenciação entre as peças;

REVESTIMENTO DLC

Previne corrosão, garante maior longevidade do poder de corte da fresa e menor desgaste;

CHAVE DE INSERÇÃO

Permite liberdade no posicionamento do implante quanto a altura infra óssea;

FRESAS

Possuem design diferenciado que auxilia a irrigação durante a perfuração e podem ser utilizadas sem o uso da guia pois têm presente as marcações de altura na ponta ativa.

ACESSÓRIOS

Desde a anilha, até implantes e componentes – a Plenum® tem identificações por color code que auxiliam na seleção para uso.



Fresa

A Fresa apresenta desenho cilíndrico escalonado que oferece maior precisão no guia da broca e alta exatidão no encaixe e perfuração. A ponta cônica ativa e flancos helicoidais proporcionam alto poder de corte.

Seu corpo guia garante alta precisão na perfuração e possui faixa color code de acordo com a plataforma do implante.



MODELOS



FRESA GUIADA SL

018-15-F50-00-82

Ø2,0 X 5-AN 3,0

018-15-F50-00-94

Ø3,0 X 10-AN 3,0

018-15-F50-00-95

Ø3,0 X 11,5-AN 3,0

018-15-F50-00-96

Ø3,0 X 13-AN 3,0

018-15-F50-00-97

Ø3,0 X 15-AN 3,0



FRESA GUIADA RE

018-15-F50-01-06

Ø2,0 X 5-AN 5,0

018-15-F50-01-25

Ø3,5 X 8-AN 5,0

018-15-F50-01-26

Ø3,5 X 10-AN 5,0

018-15-F50-01-27

Ø3,5 X 11,5-AN 5,0

018-15-F50-01-28

Ø3,5 X 13-AN 5,0

018-15-F50-01-29

Ø3,5 X 15-AN 5,0

018-15-F50-01-33

Ø4,0 X 8-AN 5,0

018-15-F50-01-34

Ø4,0 X 10-AN 5,0

018-15-F50-01-35

Ø4,0 X 11,5-AN 5,0

018-15-F50-01-36

Ø4,0 X 13-AN 5,0

018-15-F50-01-37

Ø4,0 X 15-AN 5,0

018-15-F50-01-49

Ø5,0 X 8-AN 5,0

018-15-F50-01-50

Ø5,0 X 10-AN 5,0

018-15-F50-01-51

Ø5,0 X 11,5-AN 5,0

018-15-F50-01-52

Ø5,0 X 13-AN 5,0

018-15-F50-01-53

Ø5,0 X 15-AN 5,0



FRESA GUIADA SH

018-15-F50-02-66

Ø2,0 X 5-AN 6,0

018-15-F50-02-82

Ø3,5 X 5-AN 6,0

018-15-F50-03-06

Ø5,0 X 5-AN 6,0

018-15-F50-01-62

Ø6,0 X 5-AN 6,0

Fresa Pino Fixação Guia

A Fresa apresenta desenho cilíndrico, revestido com filme DLC e com alto poder de corte.

MODELO



FRESA PINO FIXAÇÃO GUIA

018-15-F50-00-69

Fresa Punch

A Fresa Punch apresenta desenho cilíndrico e com alto poder de corte para remoção do tecido. Seu corpo guia garante alta precisão na perfuração e possui faixa color code de acordo com a plataforma do implante.

MODELOS



FRESA PUNCH GUIADA RE

018-15-F50-00-23

Ø4,0



FRESA PUNCH GUIADA SH

018-15-F50-00-24

Ø5,0

Fixador de Guia

O Fixador de Guia possui faixa color code de acordo com a plataforma do implante, seu corpo guia garante alta precisão na fixação da guia.

MODELOS



FIXADOR DE GUIA SL

018-15-F50-02-33

Ø3,3 x 10



FIXADOR DE GUIA RE

018-15-F50-02-38

Ø5,3 x 10



FIXADOR DE GUIA SH

018-15-F50-02-43

Ø6,3 x 10

Pino Fixação de Guia

O Pino Fixação da guia possui corpo cilíndrico e alta precisão em seu corpo para garantir boa fixação da guia e de fácil inserção no tecido ósseo.

MODELO



PINO FIXAÇÃO GUIA

018-15-F50-02-25

Macho de Rosca

O Macho de Rosca é fabricado em aço inox com alta resistência mecânica e precisão na formação das roscas. Identificado por faixa color code e dispõe de retenção por anel metálico.



MODELOS



**MACHO DE ROSCA
GUIADA SL**

018-15-F50-00-12

Ø3,0



**MACHO DE ROSCA
GUIADA RE**

018-15-F50-00-13

Ø3,5

018-15-F50-00-14

Ø4,0

018-15-F50-00-16

Ø5,0



**MACHO DE ROSCA
GUIADA SH**

018-15-F50-03-18

Ø5,0

018-15-F50-03-20

Ø6,0

Chave de Inserção Guiada

A Chave de Inserção Guiada possui faixa color code de acordo com a plataforma do implante e retenção por anel metálico. Fabricada em aço inox com alta resistência mecânica, possui marcações a laser para referência da posição do hexágono. Seu corpo guia garante alta precisão na inserção o do implante e possui gravação a laser pra referência de profundidade na instalação do implante.



MODELOS



**CHAVE INSERÇÃO
GUIADA SL LIVRE**

018-15-F50-02-11



**CHAVE INSERÇÃO
GUIADA RE LIVRE**

018-15-F50-02-16



**CHAVE INSERÇÃO
GUIADA SH LIVRE**

018-15-F50-02-21



**CHAVE INSERÇÃO
GUIADA SL**

018-15-F50-02-08



**CHAVE INSERÇÃO
GUIADA RE**

018-15-F50-02-13



**CHAVE INSERÇÃO
GUIADA SH**

018-15-F50-02-18



**CHAVE INSERÇÃO
GUIADA SL CA LIVRE**

018-15-F50-01-96



**CHAVE INSERÇÃO
GUIADA RE CA LIVRE**

018-15-F50-02-01



**CHAVE INSERÇÃO
GUIADA SH CA LIVRE**

018-15-F50-02-06



**CHAVE INSERÇÃO
GUIADA SL CA**

018-15-F50-01-93



**CHAVE INSERÇÃO
GUIADA RE CA**

018-15-F50-01-98




**CHAVE INSERÇÃO
GUIADA SH CA**

018-15-F50-02-03

Anilhas

A anilha é fabricada em titânio, possui identificação por color code de acordo com a plataforma do implante e perfil externo que proporciona ótima fixação na guia. A Plenum dispõe de dois modelos, sendo com e sem flange.



MODELOS



**ANILHA PARA
GUIA SL**

018-15-F50-02-48
Ø3,0



**ANILHA SEM FLANGE
PARA GUIA SL**

018-15-F50-03-21
Ø3,0



**ANILHA PINO
FIXAÇÃO**

018-15-F50-02-46



**ANILHA PARA
GUIA RE**

018-15-F50-02-52
Ø5,0



**ANILHA SEM FLANGE
PARA GUIA RE**

018-15-F50-03-25
Ø5,0



**ANILHA PARA
GUIA SH**

018-15-F50-02-54
Ø6,0




**ANILHA SEM FLANGE
PARA GUIA SH**

018-15-F50-03-27
Ø6,0

*As anilhas são vendidas em embalagens com 5 unidades.


Guia Cirúrgica



As guias cirúrgicas são ferramentas temporárias utilizadas no transoperatório para transferir o que foi planejado virtualmente e previamente definido com precisão a largura da área de corte/perfuração, posição e angulação de implantes/parafusos, variando de acordo com o tipo de guia. Garantem maior precisão e agilidade ao procedimento cirúrgico minimizando possíveis erros, conferindo maior previsibilidade ao tratamento.

Guias Cirúrgicas

As guias cirúrgicas são ferramentas temporárias utilizadas no transoperatório para transferir o que foi planejado virtualmente e previamente definido com precisão a largura da área de corte/perfuração, posição e angulação de implantes/parafusos, variando de acordo com o tipo de guia.




Instalação de Implantes

Tem como função guiarem as perfurações e inserção de implante(s) no momento da cirurgia.

MODELOS

- 018-35-G10-00-01 INSTALAÇÃO DE IMPLANTES P - 1 ELEMENTO DENTÁRIO
- 018-35-G10-00-02 INSTALAÇÃO DE IMPLANTES M - 2 A 4 ELEMENTOS DENTÁRIOS
- 018-35-G10-00-03 INSTALAÇÃO DE IMPLANTES G - 5 OU MAIS ELEMENTOS DENTÁRIOS



Instalação de Mini Implantes

Tem como função guiarem as perfurações e inserção de mini-implante(s) no momento da cirurgia.

MODELO

- 018-35-G20-00-01 INSTALAÇÃO DE MINI-IMPLANTES - MODELO ÚNICO



Guia Periodontal

Tem como função indicar a área de recorte gengival e osteotomia.

MODELO

- 018-35-G30-00-01 PERIODONTAL - MODELO ÚNICO

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS

ACESSÓRIO GUIADO

CADASTRO ANVISA 81684340015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-15-F50-02-33	FIXADOR DE GUIA SL-H10 Ø3,3 X 10
018-15-F50-02-38	FIXADOR DE GUIA RE-H10 Ø5,3 X 10
018-15-F50-02-43	FIXADOR DE GUIA SH-H10 Ø6,3 X 10
018-15-F50-02-25	PINO FIXACAO GUIA-MEDIO
018-15-F50-02-46	ANILHA PINO FIXACAO GUIA
018-15-F50-02-47	ANILHA PARAFUSO FIX GUIA
018-15-F50-02-48	ANILHA PARA GUIA Ø3,0
018-15-F50-02-49	ANILHA PARA GUIA Ø3,5
018-15-F50-02-50	ANILHA PARA GUIA Ø4,0
018-15-F50-02-51	ANILHA PARA GUIA Ø4,5
018-15-F50-02-52	ANILHA PARA GUIA Ø5,0
018-15-F50-02-53	ANILHA PARA GUIA Ø5,5
018-15-F50-02-54	ANILHA PARA GUIA Ø6,0
018-15-F50-03-21	ANILHA S/FLANGE PARA GUIA Ø3,0
018-15-F50-03-22	ANILHA S/FLANGE PARA GUIA Ø3,5
018-15-F50-03-23	ANILHA S/FLANGE PARA GUIA Ø4,0
018-15-F50-03-24	ANILHA S/FLANGE PARA GUIA Ø4,5
018-15-F50-03-25	ANILHA S/FLANGE PARA GUIA Ø5,0
018-15-F50-03-26	ANILHA S/FLANGE PARA GUIA Ø5,5
018-15-F50-03-27	ANILHA S/FLANGE PARA GUIA Ø6,0

CAIXA ORGANIZADORA

CADASTRO ANVISA - NÃO APLICÁVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-15-F00-00-10	CIRURGICA GUIADA FUME
018-15-F00-00-52	CIRURGICA GUIADA LARANJA
018-15-F00-00-53	CIRURGICA GUIADA DOURADO
018-15-F00-00-55	CIRURGICA GUIADA AZUL
018-15-F00-00-56	CIRURGICA GUIADA VERDE
018-15-F00-00-57	CIRURGICA GUIADA BRANCO
018-15-F00-00-58	CIRURGICA GUIADA ROSA
018-15-F00-00-59	CIRURGICA GUIADA PRETO

CHAVE

CADASTRO ANVISA - 81684340002

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-15-F50-02-16	INSERCAO GUIADA RE-LIVRE
018-15-F50-02-11	INSERCAO GUIADA SL-LIVRE
018-15-F50-02-21	INSERCAO GUIADA SH-LIVRE
018-15-F50-01-96	INSERCAO GUIADA SL CA-LIVRE
018-15-F50-02-01	INSERCAO GUIADA RE CA-LIVRE
018-15-F50-02-06	INSERCAO GUIADA SH CA-LIVRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-15-F50-02-08	CHAVE INSERÇÃO GUIADA SL
018-15-F50-02-13	CHAVE INSERÇÃO GUIADA RE
018-15-F50-02-18	CHAVE INSERÇÃO GUIADA SH
018-15-F50-01-93	CHAVE INSERÇÃO GUIADA SL CA
018-15-F50-01-98	CHAVE INSERÇÃO GUIADA RE CA
018-15-F50-02-03	CHAVE INSERÇÃO GUIADA SH CA

INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS

INSTRUMENTAL

CADASTRO ANVISA 81684340005

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-15-F50-00-69	FRESA PINO FIX GUIA - MEDIA
018-15-F50-00-23	FRESA PUNCH GUIADA Ø4,0MM
018-15-F50-00-24	FRESA PUNCH GUIADA Ø5,0MM
018-15-F50-00-82	FRESA GUIADA Ø2,0 X 5-AN 3,0
018-15-F50-00-94	FRESA GUIADA Ø3,0 X 10-AN 3,0
018-15-F50-00-95	FRESA GUIADA Ø3,0 X 11,5-AN 3,0
018-15-F50-00-96	FRESA GUIADA Ø3,0 X 13-AN 3,0
018-15-F50-00-97	FRESA GUIADA Ø3,0 X 15-AN 3,0
018-15-F50-01-06	FRESA GUIADA Ø2,0 X 5-AN 5,0
018-15-F50-00-94	FRESA GUIADA Ø3,0 X 10-AN 3,0
018-15-F50-00-96	FRESA GUIADA Ø3,0 X 13-AN 3,0
018-15-F50-01-06	FRESA GUIADA Ø2,0 X 5-AN 5,0
018-15-F50-01-25	FRESA GUIADA Ø3,5 X 8-AN 5,0
018-15-F50-01-26	FRESA GUIADA Ø3,5 X 10-AN 5,0
018-15-F50-01-27	FRESA GUIADA Ø3,5 X 11,5-AN 5,0
018-15-F50-01-28	FRESA GUIADA Ø3,5 X 13-AN 5,0
018-15-F50-01-29	FRESA GUIADA Ø3,5 X 15-AN 5,0
018-15-F50-01-33	FRESA GUIADA Ø4,0 X 8-AN 5,0
018-15-F50-01-34	FRESA GUIADA Ø4,0 X 10-AN 5,0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-15-F50-01-35	FRESA GUIADA Ø4,0 X 11,5-AN 5,0
018-15-F50-01-36	FRESA GUIADA Ø4,0 X 13-AN 5,0
018-15-F50-01-37	FRESA GUIADA Ø4,0 X 15-AN 5,0
018-15-F50-01-49	FRESA GUIADA Ø5,0 X 8-AN 5,0
018-15-F50-01-50	FRESA GUIADA Ø5,0 X 10-AN 5,0
018-15-F50-01-51	FRESA GUIADA Ø5,0 X 11,5-AN 5,0
018-15-F50-01-52	FRESA GUIADA Ø5,0 X 13-AN 5,0
018-15-F50-01-53	FRESA GUIADA Ø5,0 X 15-AN 5,0
018-15-F50-02-66	FRESA GUIADA Ø2,0 X 5-AN 6,0
018-15-F50-02-82	FRESA GUIADA Ø3,5 X 5-AN 6,0
018-15-F50-03-06	FRESA GUIADA Ø5,0 X 5-AN 6,0
018-15-F50-01-62	FRESA GUIADA Ø6,0 X 5-AN 6,0
018-15-F50-00-12	MACHO DE ROSCA Ø3,0 GUIADA
018-15-F50-00-13	MACHO DE ROSCA Ø3,5 GUIADA
018-15-F50-00-14	MACHO DE ROSCA Ø4,0 GUIADA
018-15-F50-00-16	MACHO DE ROSCA Ø5,0 GUIADA
018-15-F50-03-18	MACHO ROSCA Ø5,0 GUIADA SHORT
018-15-F50-03-20	MACHO ROSCA Ø6,0 GUIADA SHORT

GUIA

GUIA CIRÚRGICA

CADASTRO ANVISA 81684349002

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
018-15-F50-03-21	ANILHA S/FLANGE PARA GUIA Ø3,0
018-15-F50-03-25	ANILHA S/FLANGE PARA GUIA Ø5,0
018-15-F50-03-27	ANILHA S/FLANGE PARA GUIA Ø6,0
018-15-F50-02-48	ANILHA PARA GUIA Ø3,0
018-15-F50-02-52	ANILHA PARA GUIA Ø5,0
018-15-F50-02-54	ANILHA PARA GUIA Ø6,0
018-15-F50-02-46	ANILHA PINO FIXACAO GUIA
018-35-G10-00-01	INSTALAÇÃO DE IMPLANTES P - 1 ELEMENTO DENTÁRIO
018-35-G10-00-02	INSTALAÇÃO DE IMPLANTES M - 2 A 4 ELEMENTOS DENTÁRIOS
018-35-G10-00-03	INSTALAÇÃO DE IMPLANTES G - 5 OU MAIS ELEMENTOS DENTÁRIOS
018-35-G20-00-01	INSTALAÇÃO DE MINI-IMPLANTES - MODELO ÚNICO
018-35-G30-00-01	PERIODONTAL - MODELO ÚNICO

Suporte Plenum[®]

Oferecemos suporte técnico
especializado
em todo o território nacional,
por meio de uma equipe
profissional qualificada e apta
para esclarecer todas as suas
possíveis dúvidas.

ENTRE EM CONTATO





INOVAÇÃO PARA UMA VIDA PLENA

AV. AIN ATA, 640 – JUNDIAÍ – SP – CEP – 13212-213

 +55 11 3109 9000

 +55 11 9 7690 7365

 relacionamento@plenum.bio

www.plenum.bio

Catálogo Digital Cirurgia Guiada – Rev. 01